




Prolab Success Story

Our success story has started in 1980 by manufacturing finished and semi-finished iron, steel, and sheet metal for the automotive, machinery, and construction sectors, notably major appliances. Over the years, we enhanced our knowledge and experience, and our production potential has doubled.

With the vision of continuous progress and improvement, we started launching our brand by producing end-user refrigerators and Żamrażarkas in 2016.

It is our primary goal to produce durable refrigerators and Żamrażarkas that can last for many years, and can fully meet the high-quality, reliable, and innovative solution demands of the health sector.

By providing high-quality standards, our products are designed according to the needs of the medical sector.

Our R&D center, which consists of leading expert designers and engineers, is always dedicated to developing top-quality products for you.

Today, many institutions and organizations operating in the field of medicine, especially hospitals, clinics, laboratories, pharmacies, and blood centers, safely use our refrigerators and Żamrażarkas.

We are ready to work with you to find solutions to your different needs together with our engineer and design teams.

Historia Öztaş

Nasza historia sukcesu rozpoczęła się w 1980 roku produkcją wyrobów z żelaza, stali i blachy dla sektorów motoryzacyjnego, maszynowego i budowlanego, w szczególności dla urządzeń AGD. Z biegiem lat poszerzyliśmy swoją wiedzę i doświadczenie, a nasze możliwości produkcyjne podwoiły się.

Z myślą o ciągłym postępie i doskonaleniu, w 2016 roku zaczęliśmy wypuszczać na rynek naszą markę, produkując lodówki i zamrażarki dla użytkowników końcowych.

Naszym głównym celem jest produkcja trwałych lodówek i zamrażarek, które mogą służyć przez wiele lat i spełnić wysokie wymagania jakościowe, niezawodności oraz innowacyjności sektora zdrowotnego.

Dzięki zapewnieniu wysokich standardów jakościowych, nasze produkty są projektowane zgodnie z potrzebami sektora medycznego.

Nasz ośrodek badawczo-rozwojowy, złożony z wiodących projektantów i inżynierów, zawsze poświęcony jest rozwojowi najwyższej jakości produktów dla Ciebie.

Dziś wiele instytucji i organizacji działających w dziedzinie medycyny, szczególnie szpitale, kliniki, laboratoria, apteki i centra krwiodawstwa, bezpiecznie używa naszych lodówek i zamrażarek.


Jesteśmy gotowi do współpracy z Tobą, aby wraz z naszymi zespołami inżynieryjnymi i projektowymi znaleźć rozwiązania

Jakość Öztaş

Naszym celem jako Öztaş jest produkcja wysokiej jakości chłodziarek zgodnych z normami krajowymi, międzynarodowymi oraz prawnymi, zapewniając zadowolenie klientów poprzez nasze szybkie i skoncentrowane na rozwiązaniach usługi posprzedażowe, przedstawiając nasze produkty na rynkach krajowym i zagranicznym oraz promując rozpoznawalność naszej marki.


Nasza polityka jakości, która ma na celu osiągnięcie tego celu, to:

- Osiągnięcie ciągłego rozwoju poprzez szkolenie wszystkich pracowników.
- Zapewnienie rentowności naszej firmy poprzez poprawę jakości i wydajności.
- Śledzenie innowacji technologicznych w naszej branży równocześnie z całym światem i prezentowanie ich wszystkim naszym klientom.
- Zapewnienie ostatecznego zadowolenia klienta.
- Wspólnie z naszymi pracownikami utrzymywanie ciągłego zadowolenia wszystkich naszych klientów poprzez jakość każdego produktu, który produkujemy oraz terminową dostawę w pożądaną ilość i zapewnienie przeglądu, konserwacji i stałego doskonalenia efektywności systemu zarządzania jakością poprzez przestrzeganie prawnie ustalonych warunków klienta.




06

**CHŁODZIARKI
MEDYCZNE**



18

**CHŁODZIARKI
DO LEKÓW,
SZCZEPIONEK**



28

**CHŁODZIARKI
DO KRWI**




36

**ZAMRAŻARKI
MEDYCZNE**



44

**CHŁODZIARKO-
ZAMRAŻARKI
MEDYCZNE**



48

**ZAMRAŻARKI
MEDYCZNE ULTRA
NISKOTEMPERA-
TUROWE**



58

**CHŁODZIARKI
DO ODPADÓW
MEDYCZNYCH**

CHŁODZIARKI MEDYCZNE



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	71
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	74
	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
Parametry	Zakres Pracy	+2 °C ~ +10 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.1
	Natężenie (A)	0.6
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	451*516*771
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	358*435*536
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	520*565*810
	Masa Netto (kg)	38
	Masa Brutto (kg)	43
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	88 / 184 / 276
	Ilość w Naczepie 13.6 m	312
Akcesoria	Półki	1 Sztuka
	Rodzaj Podstawy	4 Regulowane Stopy

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Szklane Drzwi

+2 °C ~ +10 °C	71 Litrów
----------------	-----------



Wyprodukowano zgodnie z
standardem DIN13277 s DIN58345.



MC60ASI

M170ASI



Wyprodukowano zgodnie z
standardem DIN13277 s DIN58345.



0 °C ~ +15 °C 145 Litrów

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	145
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	152
	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
Parametry	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.78
	Natężenie (A)	1.95
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	591*654*955
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*485*640
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*710*1100
	Masa Netto (kg)	56
	Masa Brutto (kg)	62
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	48 / 108 / 108
Akcesoria	Ilość w Naczeple 13.6 m	120
	Półki	2 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rollki

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	225
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	238
	Czynnik Chłodniczy	R600a
Parametry	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	+2 °C ~ +10 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	3.93
	Natężenie (A)	2.48
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*646*1606.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*991
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*700*1705
	Masa Netto (kg)	93
	Masa Brutto (kg)	106
Akcesoria	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
	Półki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

+2 °C ~ +10 °C

225 Litrów



Wyprodukowano zgodnie z
standardem DIN13277 s DIN58345.



Wyprodukowano zgodnie z
standardem DIN13277 s DIN58345.



0 °C ~ +15 °C

352 Litry

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	352
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	372
	Czynnik Chłodniczy	R600a
Parametry	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.92
	Natężenie (A)	1
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*680*2070.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1458
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*730*2150
	Masa Netto (kg)	110
	Masa Brutto (kg)	120
Akcesoria	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	286
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	308
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R134a
	Grubość Izolacji (mm)	120
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	3.95
	Natężenie (A)	1.65
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Akcesoria	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	724*794*2156.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1477
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	800*850*2230
	Masa Netto (kg)	127
	Masa Brutto (kg)	137
Opcjonalnie	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30
	Ilość w Naczepie 13.6 m	48
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

0 °C ~ +15 °C 286 Litrów



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277 s DIN58345.



M660ASI

0 °C ~ +15 °C 600 Litrów



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277 s DIN58345.



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	600
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	649
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.45
	Natężenie (A)	3.05
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Akcesoria	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	790*714*2207
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	690*553*1702
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	860*755*2280
	Masa Netto (kg)	136
	Masa Brutto (kg)	156
Opcjonalnie	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	18 / 41 / 41
	Ilość w Naczepie 13.6 m	45
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
Opcjonalnie	Pełne Drzwi

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	685
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	740
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.89
	Natężenie (A)	3.25
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	907*758.4*2081
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	805*594*1570
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	980*810*2160
	Masa Netto (kg)	163
Akcesoria	Masa Brutto (kg)	174
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 28 / 28
	Ilość w Naczepie 13.6 m	41
Akcesoria	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277 s DIN58345.



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277 s DIN58345.



CHŁODZIARKI
MEDYCZNE

Specyfikacja
Techniczna

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	71	145	225	352
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	74	152	238	372
	Czynnik Chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50	50	50	50
Parametry	Zakres Pracy	+2 °C ~ +10 °C	0 °C ~ +15 °C	+2 °C ~ +10 °C	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.1	1.78	3.93	1.92
	Natężenie (A)	0.6	1.95	2.48	1
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny	72 godziny	72 godziny	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	451*516*771	591*654*955	590*646*1606.5	590*680*2070.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	358*435*536	490*485*640	489*487*991	489*487*1458
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	520*565*810	660*710*1100	660*700*1705	660*730*2150
	Masa Netto (kg)	38	56	93	110
	Masa Brutto (kg)	43	62	106	120
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	88 / 184 / 276	48 / 108 / 108	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	312	120	60	60
	Półki	1 Sztuka	2 Sztuki	3 Sztuki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	4 Regulowane Stopy	Rolki	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka



MC60ASI



M170ASI



M260ASI



M390ASI

CHŁODZIARKI
MEDYCZNE

Specyfikacja
Techniczna

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	286	600	685	1365
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	308	649	740	1548
	Czynnik Chłodniczy	R134a	R290	R290	R290
	Grubość Izolacji (mm)	120	50	50	50
Parametry	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	3.95	6.45	6.89	7.22
	Natężenie (A)	1.65	3.05	3.25	2.93
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny	72 godziny	72 godziny	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	724*794*2156.5	790*714*2207	907*758.4*2081	1600*806*2145
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1477	690*553*1702	805*594*1570	1500*621*1682
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	800*850*2230	860*755*2280	980*810*2160	1670*860*2180
	Masa Netto (kg)	127	136	163	256
	Masa Brutto (kg)	137	156	174	277
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30	18 / 41 / 41	14 / 28 / 28	6 / 14 / 14
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	48	45	41	16
	Półki	5 Sztuki	5 Sztuki	5 Sztuki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka	Rolki



MM400ASI



M660ASI



M900ASI



M1600ASI

CHŁODZIARKI DO LEKÓW, SZCZEPIONEK



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	125
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	134
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.78
	Natężenie (A)	1.95
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Akcesoria	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	591*605*866
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*466*640
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*675*960
	Masa Netto (kg)	56
	Masa Brutto (kg)	62
Opcjonalnie	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	48 / 108 / 108
	Ilość w Naczepie 13.6 m	180
Opcjonalnie	Półki	2 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki

0 °C ~ +15 °C

125 Litrów

ECO170ASI

ECO250ASI

0 °C ~ +15 °C

225 Litrów



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	225
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	240
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.8
	Natężenie (A)	1.2
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Akcesoria	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*620*1540
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*465*1091
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*690*1665
	Masa Netto (kg)	81
	Masa Brutto (kg)	87
Opcjonalnie	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
Opcjonalnie	Półki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	350
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	358
	Czynnik Chłodniczy	R600a
Parametry	Grubość Izolacji (mm)	38
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.91
	Natężenie (A)	1.4
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*622*2014
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	516*470*1555
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*690*2140
	Masa Netto (kg)	72
	Masa Brutto (kg)	80
Akcesoria	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
Akcesoria	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki

Opcjonalnie	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

0 °C ~ +15 °C 350 Litrów

ECO375ASI

ECO380ASI

0 °C ~ +15 °C 325 Litrów



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	325
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	333
	Czynnik Chłodniczy	R600a
Parametry	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	2.42
	Natężenie (A)	1.35
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*620*2014
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*465*1555
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*690*2140
	Masa Netto (kg)	100
	Masa Brutto (kg)	106
Akcesoria	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
Akcesoria	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki

Opcjonalnie	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	600
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	627
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.45
	Natężenie (A)	3.05
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Akcesoria	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	724*750*2060
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1371
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	800*820*2200
	Masa Netto (kg)	134
	Masa Brutto (kg)	144
Opcjonalnie	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30
	Ilość w Naczepie 13.6 m	50
	Półki	5 Sztuki
Opcjonalnie	Rodzaj Podstawy	Rolki

0 °C ~ +15 °C 600 Litrów

ECO670ASI

ECO900ASI

0 °C ~ +15 °C 673 Litry



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	673
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	740
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.89
	Natężenie (A)	3.2
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Akcesoria	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	906*714*2000
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	805.5*598*1570
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	965*785*2145
	Masa Netto (kg)	157
	Masa Brutto (kg)	168
Opcjonalnie	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30
	Ilość w Naczepie 13.6 m	42
	Półki	5 Sztuki
Opcjonalnie	Rodzaj Podstawy	Rolki

CHŁODZIARKI DO LEKÓW, SZCZEPIONEK

Specyfikacja Techniczna


Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	125	225	350
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	134	240	358
	Czynnik Chłodniczy	R600a	R600a	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50	50	38
Parametry	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy	Ekran Dotykowy	Ekran Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.78	1.8	1.91
	Natężenie (A)	1.95	1.2	1.4
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny	2 Godziny	2 Godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	591*605*866	590*620*1540	590*622*2014
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*466*640	490*465*1091	516*470*1555
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*675*960	660*690*1665	660*690*2140
	Masa Netto (kg)	56	81	72
	Masa Brutto (kg)	62	87	80
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	48 / 108 / 108	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	180	60	60
	Półki	2	3 Sztuki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki	Rolki	Rolki

CHŁODZIARKI DO LEKÓW, SZCZEPIONEK

Specyfikacja Techniczna

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	325	600	673
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	333	627	740
	Czynnik Chłodniczy	R600a	R290	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50	50	50
Parametry	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C	4 °C	4 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	Ekran Dotykowy	Ekran Dotykowy	Ekran Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	2.42	6.45	6.89
	Natężenie (A)	1.35	3.05	3.2
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	2 Godziny	2 Godziny	2 Godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*620*2014	724*750*2060	906*714*2000
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*465*1555	624*635*1371	805.5*598*1570
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*690*2140	800*820*2200	965*785*2145
	Masa Netto (kg)	100	134	157
	Masa Brutto (kg)	106	144	168
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54	14 / 30 / 30	14 / 30 / 30
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	60	50	42
	Półki	5 Sztuki	5 Sztuki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki	Rolki	Rolki

CHŁODZIARKI DO KRWI



 Alarm System For High and Low Temperature, Power Failure, Door Open and Probe Failure

 Ability to See and Record Information from the Screen for 72 Hours with the Battery When the Power is Turned Off - The Self-Charging Battery

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	225
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	238
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.8
Alarm	Natężenie (A)	1.4
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*646*1606.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*991
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*700*1705
Akcesoria	Masa Netto (kg)	103
	Masa Brutto (kg)	113
Opcjonalnie	Ilość Pojemników z Krwią	120
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
Opcjonalnie	Półki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

0 °C ~ +15 °C

225 Litrów

M260KN

M390KN

0 °C ~ +15 °C

352 Litry



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Certyfikowane
Wyroby Medyczne w Klasie IIa Zgodnie z 93/42/EEC
MDR. Wyprodukowane Zgodnie z Standardem DIN13277
and DIN58371.



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Certyfikowane
Wyroby Medyczne w Klasie IIa Zgodnie z 93/42/EEC
MDR. Wyprodukowane Zgodnie z Standardem DIN13277
and DIN58371.



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	352
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	372
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	3.95
Alarm	Natężenie (A)	1.65
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*646*2070.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1458
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*700*2150
Akcesoria	Masa Netto (kg)	126,5
	Masa Brutto (kg)	136,5
Opcjonalnie	Ilość Pojemników z Krwią	200
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	600
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	649
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.45
Alarm	Natężenie (A)	3.05
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	790*714*2207
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	690*553*1702
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	860*755*2280
Akcesoria	Masa Netto (kg)	162
	Masa Brutto (kg)	182
	Ilość Pojemników z Krwią	360
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	18 / 41 / 41
	Ilość w Naczepie 13.6 m	45
Opcjonalnie	Półki	6 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

0 °C ~ +15 °C

600 Litrów



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Certyfikowane
Wyroby Medyczne w Klasie IIa Zgodnie z 93/42/EEC
MDR. Wyprodukowane Zgodnie z Standardem DIN13277
and DIN58371.

2195

M660KN

M900KN

0 °C ~ +15 °C

685 Litrów



M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Certyfikowane
Wyroby Medyczne w Klasie IIa Zgodnie z 93/42/EEC
MDR. Wyprodukowane Zgodnie z Standardem DIN13277
and DIN58371.

2195

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	685
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	740
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	50
Kontrola	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
	Temperatura Zadana	4 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.89
Alarm	Natężenie (A)	3.25
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	907*758.4*2081
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	805*594*1570
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	980*810*2160
Akcesoria	Masa Netto (kg)	175
	Masa Brutto (kg)	186
	Ilość Pojemników z Krwią	390
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 28 / 28
	Ilość w Naczepie 13.6 m	41
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie

Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email

Otwór Dla Sondy Pomiarowej

Exterior body color

Side sticker with logo dressing

Pełne Drzwi

CHŁODZIARKI
DO KRWI


Specyfikacja
Techniczna

				
	M260KN	M390KN	M660KN	M900KN
Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny	Dynamiczny	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	225	352	600
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	238	372	649
	Czynnik Chłodniczy	R600a	R600a	R290
Parametry	Grubość Izolacji (mm)	50	50	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C	4 °C	4 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.8	3.95	6.45
	Natężenie (A)	1.4	1.65	3.05
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny	72 godziny	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*646*1606.5	590*646*2070.5	790*714*2207
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*991	489*487*1458	690*553*1702
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*700*1705	660*700*2150	860*755*2280
	Masa Netto (kg)	103	126,5	162
	Masa Brutto (kg)	113	136,5	182
	Ilość Pojemników z Krwią	120	200	360
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54	18 / 41 / 41
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	60	60	45
	Półki	3 Sztuki	5 Sztuki	6 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka

Pełne Drzwi



Szklane Drzwi



ZAMRAŻARKI MEDYCZNE



Rust Resistant Electrostatic
Powder Coated Outer Body

Stainless Steel
Inner Body

Cooling from the Shelf

High Density
Polyurethane (80 mm)
for Insulation (Except for
377VFCLASS Model)

Lockable Door

Easy Handling and Braking
System with Movable Wheels



Solid Door

Special Shelves for
Positioning Products

With Magnetic Seal
With Polyurethane
Inside Premium Door

Led Lighting




Alarm System For High and Low
Temperature, Power Failure,
Door Open and Probe Failure



Ability to See and Record
Information from the Screen for
72 Hours with the Battery When
the Power is Turned Off - The
Self-Charging Battery

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	175
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	180
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	80
	Zakres Pracy	-5 °C ~ -30 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	-25 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	5.8
	Natężenie (A)	3.2
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	517*569*2115
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	357*363*1410
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	590*630*2200
	Masa Netto (kg)	86
Akcesoria	Masa Brutto (kg)	96
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	27 / 60 / 60
	Ilość w Naczepie 13.6 m	84
Opcjonalnie	Półki	6 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki

-5 °C ~ -30 °C 175 Litrów



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277.



M260FR

-5 °C ~ -30 °C 225 Litrów



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277.



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	225
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	238
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	80
	Zakres Pracy	-5 °C ~ -30 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	-25 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	5.86
	Natężenie (A)	3.2
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Wymiary	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	650*695*1666
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*991
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	720*750*1750
	Masa Netto (kg)	-
Akcesoria	Masa Brutto (kg)	-
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 48 / 48
	Ilość w Naczepie 13.6 m	54
Opcjonalnie	Półki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	345
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	358
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	60
Kontrola	Zakres Pracy	-18 °C ~ -22 °C
	Temperatura Zadana	-20 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.8
	Natężenie (A)	3.4
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Akcesoria	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	640*655*1970
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	516*470*1555
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	710*710*2100
	Masa Netto (kg)	84
Opcjonalnie	Masa Brutto (kg)	92
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 48 / 48
	Ilość w Naczepie 13.6 m	57
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Rolki

-18 °C ~ -22 °C 345 Litrów



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277.



Wyprodukowano zgodnie z standardem DIN13277.



-5 °C ~ -30 °C 362 Litry

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	362
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	372
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	80
Kontrola	Zakres Pracy	-5 °C ~ -30 °C
	Temperatura Zadana	-25 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.9
	Natężenie (A)	3.5
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Akcesoria	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	650*735*2130
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1458
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	720*785*2220
	Masa Netto (kg)	110
Opcjonalnie	Masa Brutto (kg)	120
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	23 / 47 / 47
	Ilość w Naczepie 13.6 m	54
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	634
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	649
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290a
	Grubość Izolacji (mm)	80
Kontrola	Zakres Pracy	-5 °C ~ -30 °C
	Temperatura Zadana	-25 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	7.1
	Natężenie (A)	3.96
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Akcesoria	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	784*840*2120
Opcjonalnie	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1371
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	850*900*2280
	Masa Netto (kg)	130
	Masa Brutto (kg)	140
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	12 / 28 / 28
Opcjonalnie	Ilość w Naczeple 13.6 m	32
	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

- Otwór Dla Sondy Pomiarowej
- Exterior body color
- Side sticker with logo dressing

-5 °C ~ -30 °C

634 Litry



Wyprodukowano zgodnie z
standardem DIN13277.



M670FR

ZAMRAŻARKI MEDYCZNE

Specyfikacja Techniczna

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny	Statyczny	Dynamiczny	Statyczny	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne	Ręczne	Ręczne	Ręczne	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	175	225	345	362	634
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	180	238	358	372	649
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290a
	Grubość Izolacji (mm)	80	80	60	80	80
Kontrola	Zakres Pracy	-5 °C ~ -30 °C	-5 °C ~ -30 °C	-18 °C ~ -22 °C	-5 °C ~ -30 °C	-5 °C ~ -30 °C
	Temperatura Zadana	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-25 °C	-25 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	5.8	5.86	6.8	6.9	7.1
Alarm	Natężenie (A)	3.2	3.2	3.4	3.5	3.96
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny	72 godziny	72 godziny	72 godziny	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	517*569*2115	650*695*1666	640*655*1970	650*735*2130	784*840*2120
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	357*363*1410	489*487*991	516*470*1555	489*487*1458	624*635*1371
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	590*630*2200	720*750*1750	710*710*2100	720*785*2220	850*900*2280
Akcesoria	Masa Netto (kg)	86	-	84	110	130
	Masa Brutto (kg)	96	-	92	120	140
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	27 / 60 / 60	24 / 48 / 48	24 / 48 / 48	23 / 47 / 47	12 / 28 / 28
	Ilość w Naczeple 13.6 m	84	54	57	54	32
	Półki	6 Sztuki	3 Sztuki	5 Sztuki	5 Sztuki	5 Sztuki
Opcjonalnie	Rodzaj Podstawy	Rolki	Ruchome Kółka	Rolki	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka

CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKI MEDYCZNE



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny (Chłodziarka) Statyczny (Żamrażarka)
	Odszranianie	Automatyczne (Chłodziarka) Ręczne (Żamrażarka)
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	225 (Chłodziarka) 100 (Żamrażarka)
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	238 (Chłodziarka) 104 (Żamrażarka)
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a (Chłodziarka) R600a (Żamrażarka)
	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C (Chłodziarka) -5 °C ~ -25 °C (Żamrażarka)
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C (Chłodziarka) -18 °C (Żamrażarka)
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	3.59
Alarm	Natężenie (A)	3.1
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	590*637*2183.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*485*991 (Chłodziarka) 489*485*438 (Żamrażarka)
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*700*2260
	Masa Netto (kg)	125
Akcesoria	Masa Brutto (kg)	132
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	24 / 54 / 54
	Ilość w Naczepie 13.6 m	60

Opcjonalnie	Alarmy Wysyłane Przez Wi-Fi / Email
	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing
	Pełne Drzwi

0 °C ~ +15 °C (Chłodziarka)	225 Litrów (Chłodziarka)
-5 °C ~ -25 °C (Żamrażarka)	100 Litrów (Żamrażarka)



M300ASI

Wyprodukowano zgodnie z
standardem DIN13277.



Alarmy Wizualne i Dźwiękowe

System wizualnych i dźwiękowych alarmów, który jest aktywowany w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, awarii zasilania, otwarcia drzwi i awarii sondy temperatury.

Kontrola Na Każdym Etapie

Szczepionki, leki, krew i produkty medyczne to niezwykle ważne produkty, które muszą być przechowywane w określonych temperaturach. Chłodziarki medyczne Coolermed oferują wysokie standardy jakości w celu przechowywania tych cennych produktów w odpowiednich warunkach. Wszystkie procesy od projektowania do końcowego etapu produkcji są monitorowane przez ściśle określone procedury.

Zapis Temperatury Przez 72H

W przypadku awarii zasilania aktywowana zostaje bateria 12 V, która utrzymuje wewnętrzną temperaturę chłodziarki w rejestrze przez 72 godziny.

ZAMRAŻARKI MEDYCZNE ULTRA- NISKOTEMPERATUROWE



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	286
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	308
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R410a
	Grubość Izolacji (mm)	120
Kontrola	Zakres Pracy	-25 °C ~ -42 °C
	Temperatura Zadana	-40 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	5.76
	Natężenie (A)	3.1
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Akcesoria	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	724*794*2156.5
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1477
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	800*850*2230
	Masa Netto (kg)	127
Opcjonalnie	Masa Brutto (kg)	137
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30
	Ilość w Naczepie 13.6 m	48
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

-25 °C ~ -42 °C 286 Litrów



M400PLZ/M660PLZ Certyfikowane Wyroby Medyczne w Klasie IIa Zgodnie z 93/42/EEC MDR. Wyprodukowane Zgodnie z Standardem DIN13277 and DIN58371.



M660PLZ

-25 °C ~ -42 °C 606 Litrów



M400PLZ/M660PLZ Certyfikowane Wyroby Medyczne w Klasie IIa Zgodnie z 93/42/EEC MDR. Wyprodukowane Zgodnie z Standardem DIN13277 and DIN58371.



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	606
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	637
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R290
	Grubość Izolacji (mm)	120
Kontrola	Zakres Pracy	-25 °C ~ -42 °C
	Temperatura Zadana	-40 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
Alarm	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	6.89
	Natężenie (A)	3.25
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
Wymiary	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
Akcesoria	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	931*913*2168
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1607
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	1000*1200*2240
	Masa Netto (kg)	225
Opcjonalnie	Masa Brutto (kg)	240
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	9 / 22 / 22
	Ilość w Naczepie 13.6 m	26
Opcjonalnie	Półki	5 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Opcjonalnie	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny System Kaskadowy
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	377
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	382
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R410a / R508b
	Grubość Izolacji (mm)	120
	Zakres Pracy	-55 °C ~ -86 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	-82 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	9.06
	Natężenie (A)	8.2
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	931*975*1532
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*971
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	1000*1200*1620
Akcesoria	Masa Netto (kg)	200
	Masa Brutto (kg)	215
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	9 / 22 / 22
Opcjonalnie	Ilość w Naczepie 13.6 m	26
	Półki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

-55 °C ~ -86 °C 377 Litrów



LWF370/LWF470/LWF670
Certyfikowane Wyroby Medyczne w Klasie IIa
Zgodnie z 93/42/EEC MDR.



LWF370/LWF470/LWF670
Certyfikowane Wyroby Medyczne w Klasie IIa
Zgodnie z 93/42/EEC MDR.



-55 °C ~ -86 °C 490 Litrów

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny System Kaskadowy
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	490
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	510
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R410a / R508b
	Grubość Izolacji (mm)	120
	Zakres Pracy	-55 °C ~ -86 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	-82 °C
	System Sterowania	Mikroprocesorowy
Zasilanie	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	10.02
	Natężenie (A)	8.35
Alarm	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	931*975*1850
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1290
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	1000*1200*1920
Akcesoria	Masa Netto (kg)	225
	Masa Brutto (kg)	240
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	9 / 22 / 22
Opcjonalnie	Ilość w Naczepie 13.6 m	26
	Półki	4 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny System Kaskadowy
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	606
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	637
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R410a / R508b
	Grubość Izolacji (mm)	120
Kontrola	Zakres Pracy	-55 °C ~ -86 °C
	Temperatura Zadana	-82 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	12.75
Alarm	Natężenie (A)	9.7
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	931*975*2168
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1607
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	1000*1200*2240
Akcesoria	Masa Netto (kg)	235
	Masa Brutto (kg)	250
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	9 / 22 / 22
	Ilość w Naczepie 13.6 m	26
	Półki	5 Sztuki
Opcjonalnie	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

-55 °C ~ -86 °C 606 Litrów



LWF370/LWF470/LWF670
Certyfikowane Wyroby Medyczne w Klasie IIa
Zgodnie z 93/42/EEC MDR.



LWF970

-55 °C ~ -86 °C 830 Litrów



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny System Kaskadowy
	Odszranianie	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	830
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	900
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R404a / R508b
	Grubość Izolacji (mm)	130
Kontrola	Zakres Pracy	-55 °C ~ -86 °C
	Temperatura Zadana	-82 °C
Zasilanie	System Sterowania	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	21 kWh / 24 h
Alarm	Natężenie (A)	12A
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny
	Wysoka Temperatura	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny
Wymiary	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny
	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	1305*1075*2160
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	960*660*1420
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	1340*1500*2215
Akcesoria	Masa Netto (kg)	290
	Masa Brutto (kg)	305
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	8 / 17 / 17
	Ilość w Naczepie 13.6 m	20
	Półki	3 Sztuki
Opcjonalnie	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka

ZAMRAŻARKI

MEDYCZNE ULTRA-

NISKOTEMPERATUROWE

Specyfikacja Techniczna

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny	Statyczny	Statyczny System Kaskadowy
	Odszranianie	Ręczne	Ręczne	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	286	606	377
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	308	637	382
	Czynnik Chłodniczy	R410a	R290	R410a / R508b
	Grubość Izolacji (mm)	120	120	120
Parametry	Zakres Pracy	-25 °C ~ -42 °C	-25 °C ~ -42 °C	-55 °C ~ -86 °C
	Temperatura Zadana	-40 °C	-40 °C	-82 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	5.76	6.89	9.06
	Natężenie (A)	3.1	3.25	8.2
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny	72 godziny	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	724*794*2156.5	931*913*2168	931*975*1532
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	489*487*1477	624*635*1607	624*635*971
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	800*850*2230	1000*1200*2240	1000*1200*1620
	Masa Netto (kg)	127	225	200
	Masa Brutto (kg)	137	240	215
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30	9 / 22 / 22	9 / 22 / 22
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	48	26	26
	Półki	5 Sztuki	5 Sztuki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka

MEDICAL

ULTRA

Żamrazar-

Specyfikacja Techniczna

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Statyczny System Kaskadowy	Statyczny System Kaskadowy	Statyczny System Kaskadowy
	Odszranianie	Ręczne	Ręczne	Ręczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	490	606	830
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	510	637	900
	Czynnik Chłodniczy	R410a / R508b	R410a / R508b	R404a / R508b
	Grubość Izolacji (mm)	120	120	130
Parametry	Zakres Pracy	-55 °C ~ -86 °C	-55 °C ~ -86 °C	-55 °C ~ -86 °C
	Temperatura Zadana	-82 °C	-82 °C	-82 °C
Kontrola	System Sterowania	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
	Panel Kontrolny	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy	4.3" Dotykowy
Zasilanie	Napięcie	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	10.02	12.75	21 kWh / 24 h
	Natężenie (A)	8.35	9.7	12A
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	72 godziny	72 godziny	72 godziny
Alarm	Wysoka Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Niska Temperatura	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Alarm Otwarcia Drzwi	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Błąd Czujnika Temperatury	Dostępny	Dostępny	Dostępny
	Brak Zasilania z Sieci	Dostępny	Dostępny	Dostępny
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	931*975*1850	931*975*2168	1305*1075*2160
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1290	624*635*1607	960*660*1420
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	1000*1200*1920	1000*1200*2240	1340*1500*2215
	Masa Netto (kg)	225	235	290
	Masa Brutto (kg)	240	250	305
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	9 / 22 / 22	9 / 22 / 22	8 / 17 / 17
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	26	26	20
	Półki	4 Sztuki	5 Sztuki	3 Sztuki
	Rodzaj Podstawy	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka	Ruchome Kółka

CHŁODZIARKI DO ODPADÓW MEDYCZNYCH



Rust Resistant
Electrostatic Powder
Coated Outer Body

Stainless Steel
Inner Body

High Density Polyurethane
for Insulation (50 mm)

Premium Door
Glassless Block Door



Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	145
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	152
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mechanical Thermostat
Zasilanie	Panel Kontrolny	-
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	1.78
	Natężenie (A)	1.95
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	-
Alarm	Wysoka Temperatura	-
	Niska Temperatura	-
	Alarm Otwarcia Drzwi	-
	Błąd Czujnika Temperatury	-
	Low Battery	-
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	591*654*865
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	490*485*640
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	660*675*960
	Masa Netto (kg)	56
	Masa Brutto (kg)	62
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	48 / 108 / 108
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	180
	Drawer Volume	70 Litrów x 1 Pc
	Rodzaj Podstawy	Rolki

Opcjonalnie	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing

0 °C ~ +15 °C

145 Litrów




0 °C ~ +15 °C

584 Litry

Informacje Techniczne	Typ Obudowy	Pionowy
	Typ Chłodzenia	Dynamiczny Cooling
	Odszranianie	Automatyczne
	Pojemność Netto (L) / (CFT)	584
	Pojemność Brutto (L) / (CFT)	637
Parametry	Czynnik Chłodniczy	R600a
	Grubość Izolacji (mm)	50
	Zakres Pracy	0 °C ~ +15 °C
Kontrola	Temperatura Zadana	4 °C
	System Sterowania	Mechanical Thermostat
Zasilanie	Panel Kontrolny	-
	Napięcie	220 / 240 V
	Częstotliwość	50 Hz
	Pobór Mocy (24 godziny)	7.45
	Natężenie (A)	3.05
	Żywotność Akumulatora Podtrzymującego	-
Alarm	Wysoka Temperatura	-
	Niska Temperatura	-
	Alarm Otwarcia Drzwi	-
	Błąd Czujnika Temperatury	-
	Low Battery	-
Wymiary	Wymiary Zewnętrzne (w*d*h) (mm)	724*780*2117
	Wymiary Wewnętrzne (w*d*h) (mm)	624*635*1607
	Wymiary Zewnętrzne w Opakowaniu (w*d*h)	800*820*2200
	Masa Netto (kg)	136
	Masa Brutto (kg)	146
	Ilość w Kontenerze (20"/40"/40"H)	14 / 30 / 30
Akcesoria	Ilość w Naczepie 13.6 m	50
	Półki	200 Litrów x 2 Pc
	Rodzaj Podstawy	Rolki

Opcjonalnie	Otwór Dla Sondy Pomiarowej
	Exterior body color
	Side sticker with logo dressing



Nasze testy wydajności energetycznej są przeprowadzane w naszych laboratoriach R&D zatwierdzonych przez Intertek zgodnie ze standardem EN ISO 10902. Posiadamy dwa laboratoria zatwierdzone przez Intertek do przeprowadzania testów CB i wydajności energetycznej.

Materiały używane w częściach chłodzących i izolacyjnych naszych produktów nie zawierają CFC (chlorofluorowęglowodanów), które są szkodliwe dla warstwy ozonowej.

Staramy się sumiennie zużywać mniej energii i zmniejszać nasz wpływ na środowisko w procesie produkcji.

Nasz zespół R&D skupia się także na tworzeniu potencjalnych rozwiązań problemów środowiskowych, jednocześnie zwiększając



Chłodziarki Coolermed zużywają więcej energii odnawialnej nawet na etapie produkcji w porównaniu do innych zakładów produkcyjnych. Dach naszej fabryki wyposażony jest w panele słoneczne zgodnie z naszą polityką zrównoważonej energetyki. Dzięki tym panelom jesteśmy w stanie zminimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne, umieszczając naszą linię produkcyjną w perspektywie przyjaznej dla środowiska.



Na 7 Kontynentach W 24 Krajach

Coolermed to marka preferowana przez profesjonalistów medycznych w Turcji i zagranicą. Badania i rozwój są prowadzone zgodnie z potrzebami instytucji i specjalistów medycznych, jesteśmy wyborem profesjonalistów na całym świecie dzięki naszym chłodziarkom medycznym oraz urządzeniom medycznym.



Globalna Obecność



FACTORY

Tel +90 236 213 1 212 (PBX)

Fax +90 236 213 1 208

M.O.S.B 4. Kısım Ahmet Nazif Zorlu
Bulvarı No:32 Manisa/TURKIYE

ISTANBUL OFFICE

Tel +90 212 272 15 95

Balmumcu, Barbaros Bulvarı
No: 72/2 34349
Beşiktaş, İstanbul/TÜRKİYE

www.Coolermed.com.tr

info@Coolermed.com.tr

@ f t m Coolermed

