



## Naczynka do płynów ustrojowych z wieczkiem na zawiasie oraz perforacją Flip & Tear Off

Prolab Sp z o.o. jest liderem w zaopatrzeniu mleczarni w najwyższej jakości sprzęt do badania próbek mleka. Od ponad 30 lat dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem – pakowane i barwione zgodnie z wymaganiami klienta, pipety jednorazowe o wielu długościach oraz statywy w kilkunastu rozmiarach do przechowywania i porządkowania próbek w laboratorium.



Przedstawiamy nasze najnowsze osiągnięcie - nowoczesne naczynko laboratoryjne z perforacją Flip & Tear off.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, udało nam się stworzyć produkt, który zaspokoi potrzeby zarówno zwolenników naczynek z zespolonym wieczkiem, jak i tych, którzy preferują naczynka standardowe. Nasze naczynko Flip & Tear Off pozwala na zachowanie wszystkich atrybutów naczynek z zespolonym wieczkiem, a jednocześnie umożliwia oddzielenie wieczka od kieliszka, co jest wymagane przy badaniach w niektórych analizatorach.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze naczynko Flip & Tear Off spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. To właśnie dzięki ich opinii i sugestiom udało nam się stworzyć produkt, który spełnia ich oczekiwania i potrzeby.

Nasza firma zawsze stawiała na jakość, dlatego nasze produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów. Naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem zapewniają dokładne i bezpieczne przechowywanie próbek mleka, a jednorazowe pipety gwarantują precyzyjne pobieranie próbek bez ryzyka zanieczyszczenia. Nasze statywy są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, co pozwala na utrzymanie porządku w laboratoriach.



## Charakterystyka:

- naczynka jednorazowego użytku, jałowe, o pojemności 50ml z zaznaczoną skalą oraz polem do indywidualnych opisów
- wyskalowane co 10 ml
- wykonane z polipropylenu w pełni bezpieczne, przeznaczone do kontaktu z żywnością
- zalecane do użytku z analizatorami marki **FOSS, BENTLEY i DELTA**
- naczynka zostały zaprojektowane tak aby można było je obsłużyć jedną ręką
- sztywna konstrukcja naczynek zapobiega wgniataniu podczas użytkowania
- pokrywka zapobiegająca manewrowaniu podczas używania, mocowana do korpusu za pomocą zawiasu
- rodzaj zamknięcia wieczka: na zawiasie z perforacją Flip & Tear Off
- możliwość przechowywania mleka w lodówce lub zamrażarce
- dostępne w kolorach: bezbarwne; na zapytanie: niebieskie, czerwone, zielone
- pakowane standardowo po 50 szt. lub po 10 szt. w woreczku foliowym
- Produkt wykonany w Polsce zgodnie z normą ISO 9001: 2015
- Rozwiązanie Flip & Tear Off zastosowane w produkcie są przedmiotem zgłoszenia wzoru użytkowego nr W.131111 dokonanego do Urzędu Patentowego RP przez PROLAB sp. z o.o.

Produkt	Naczynko bezbarwne Standardowe		Naczynko niebieskie Do zamrażania		Naczynko zielone Na zapytanie		Naczynko czerwone Na zapytanie	
Przeznaczenie	Jednorazowe		Jednorazowe		Jednorazowe		Jednorazowe	
Typ wieczka na zawiasie z perforacją Flip & Tear Off	Tak		Tak		Tak		Tak	
Jałowe	Tak		Tak		Tak		Tak	
Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością	Tak		Tak		Tak		Tak	
Pojemność [ml]	50		50		50		50	
Wysokość z wieczkiem [mm]	75		75		75		75	
Wysokość bez wieczka [mm]	73,5		73,5		73,5		73,5	
Średnica naczynek	32		32		32		32	
Waga [g]	9		9		9		9	
Ilość w kartonie [szt]	500		500		500		500	
Pakowanie [szt]	10 opak. x 50	50 opak. x 10	10 opak. x 50	50 opak. x 10	10 opak. x 50	50 opak. x 10	10 opak. x 50	50 opak. x 10
Nr katalogowy	BFT50	BFT10	NFT50	NFT10	ZFT50	ZFT10	CFT50	CFT10

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do udzielenia pomocy i odpowiedzi na wszystkie pytania.



## Naczynka z perforacją korka do autocysterny typu Schwarte

Prolab Sp z o.o. jest liderem w zaopatrzeniu mleczarni w najwyższej jakości sprzęt do badania próbek mleka. Od ponad 30 lat dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem – pakowane i barwione zgodnie z wymaganiami klienta, pipety jednorazowe o wielu długościach oraz statywy w kilkunastu rozmiarach do przechowywania i porządkowania próbek w laboratorium.



Nasza firma zawsze stawiała na jakość, dlatego nasze produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów. Naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem zapewniają dokładne i bezpieczne przechowywanie próbek mleka, a jednorazowe pipety gwarantują precyzyjne pobieranie próbek bez ryzyka zanieczyszczenia. Nasze statywy są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, co pozwala na utrzymanie porządku w laboratoriach.

### Charakterystyka:

- naczynka do autocysterny jednorazowego użytku, jałowe, o pojemności 65ml
- typ korka: z nacięciem
- wykonane z polipropylenu w pełni bezpieczne, przeznaczone do kontaktu z żywnością
- pole do indywidualnych opisów
- pakowane standardowo po 50 szt. w woreczku foliowych, inne pakowanie – na zapytanie
- dostępne w kolorze: bezbarwnym

Produkt	Typ	Kolor	Pojemność [ml]	Jałowe	Typ korka	Wysokość z korkiem [mm]	Średnica [mm]	Waga [g]	Pakowanie [szt]	Ilość w kartonie [szt]	Nr katalogowy
Naczynko do autocysterny typu Schwarte	Jednorazowe	Bezbarwne z białym korkiem	65	Tak	z nacięciem	101	31	8	10 opak. x 50	500	CIB-BZ2-65ML

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do udzielenia pomocy i odpowiedzi na wszystkie pytania.



## Naczynka do płynów ustrojowych z oddzielnym wieczkiem

Prolab Sp z o.o. jest liderem w zaopatrzeniu mleczarni w najwyższej jakości sprzęt do badania próbek mleka. Od ponad 30 lat dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem – pakowane i barwione zgodnie z wymaganiami klienta, pipety jednorazowe o wielu długościach oraz statywy w kilkunastu rozmiarach do przechowywania i porządkowania próbek w laboratorium.



Nasza firma zawsze stawiała na jakość, dlatego nasze produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów. Naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem zapewniają dokładne i bezpieczne przechowywanie próbek mleka, a jednorazowe pipety gwarantują precyzyjne pobieranie próbek bez ryzyka zanieczyszczenia. Nasze statywy są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, co pozwala na utrzymanie porządku w laboratoriach.

Charakterystyka:

- naczynka jednorazowego użytku, jałowe, o pojemności 50ml z zaznaczoną skalą oraz polem do indywidualnych opisów
- rodzaj zamknięcia: z oddzielnym wieczkiem
- wyskalowane co 10 ml
- wykonane z polipropylenu w pełni bezpieczne, przeznaczone do kontaktu z żywnością
- zalecane do użytku z analizatorami marki FOSS, BENTLEY i DELTA
- pakowane standardowo po 50 szt. w woreczku foliowych, lub po 10 szt. w woreczku foliowym inne pakowanie – na zapytanie
- dostępne w kolorach: bezbarwne; na zapytanie: bezbarwne z zielonym wieczkiem, czerwone z bezbarwnym wieczkiem





Produkt	Bezbarwne Standardowe		Bezbarwne z zielonym wieczkiem Na zapytanie		Czerwone z bezbarwnym wieczkiem Na zapytanie	
Typ	Jednorazowe		Jednorazowe		Jednorazowe	
Typ wieczka	oddzielne		oddzielne		oddzielne	
Jałowe	Tak		Tak		Tak	
Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością	Tak		Tak		Tak	
Pojemność [ml]	50		50		50	
Wysokość z wieczkiem [mm]	75		75		75	
Wysokość bez wieczka [mm]	73		73		73	
Średnica naczynka	32		32		32	
Waga [g]	8		8		8	
Ilość w kartonie [szt]	500		500		500	
Pakowanie [szt]	10 opak. x 50	50 opak. x 10	10 opak. x 50	50 opak. x 10	10 opak. x 50	50 opak. x 10
Nr katalogowy	CIB-BZ0-50ML	CIB-BZ0X-50ML	CIB-ZI0-50ML	CIB-ZI0X-50ML	CIB-CZ0-50ML	CIB-CZ0X-50ML

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do udzielenia pomocy i odpowiedzi na wszystkie pytania.



## Jednorazowe jałowe pipety do pobierania próbek

Prolab Sp z o.o. jest liderem w zaopatrzeniu mleczarni w najwyższej jakości sprzęt do badania próbek mleka. Od ponad 30 lat dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem – pakowane i barwione zgodnie z wymaganiami klienta, pipety jednorazowe o wielu długościach oraz statywy w kilkunastu rozmiarach do przechowywania i porządkowania próbek w laboratorium.



Nasza firma zawsze stawiała na jakość, dlatego nasze produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów. Naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem zapewniają dokładne i bezpieczne przechowywanie próbek mleka, a jednorazowe pipety gwarantują precyzyjne pobieranie próbek bez ryzyka zanieczyszczenia. Nasze statywy są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, co pozwala na utrzymanie porządku w laboratoriach.

### Charakterystyka:

- jałowe jednorazowe pipety o długości 50cm, 70cm lub 100cm
- przeznaczone do pobierania próbek mleka
- cienkościennie, o niskiej ilości odpadu i wysokiej pojemności co redukuje konieczność kilkukrotnego pobierania by napełnić jedno naczynko
- wykonane z polipropylenu w pełni bezpieczne, przeznaczone do kontaktu z żywnością
- Istnieje możliwość produkcji pipet o indywidualnej długości


Produkt	Typ	Długość [cm]	Pojemność [ml]	Średnica zewnętrzna [cm]	Średnica wewnętrzna [cm]	Pakowanie [szt]	Ilość w kartonie [szt]	Nr katalogowy
Pipety	Jednorazowe	50	35	1	0,8	po 10 w woreczku foliowym	1000	CIB-50CM-PIP
		70	49	1	0,8	po 10 w woreczku foliowym	1000	CIB-70CM-PIP
		100	70	1	0,8	po 20 w woreczku foliowym	1000	CIB-100CM-PIP

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do udzielenia pomocy i odpowiedzi na wszystkie pytania.




## Statywy do przechowywania i transportu próbek laboratoryjnych

Prolab Sp z o.o. jest liderem w zaopatrzeniu mleczarni w najwyższej jakości sprzęt do badania próbek mleka. Od ponad 30 lat dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem – pakowane i barwione zgodnie z wymaganiami klienta, pipety jednorazowe o wielu długościach oraz statywy w kilkunastu rozmiarach do przechowywania i porządkowania próbek w laboratorium.



**Typ A** – do naczynek z wieczkiem oddzielnym



**Typ B** – dopasowany do naczynek z wieczkiem na zawiasie oraz perforacją Flip & Tear Off

Nasza firma zawsze stawiała na jakość, dlatego nasze produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów. Naczynka z zespolonym i oddzielnym wieczkiem zapewniają dokładne i bezpieczne przechowywanie próbek mleka, a jednorazowe pipety gwarantują precyzyjne pobieranie próbek bez ryzyka zanieczyszczenia. Nasze statywy są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, co pozwala na utrzymanie porządku w laboratoriach.



## Charakterystyka:

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- przeznaczone do transportu i przechowywania próbek laboratoryjnych
- konstrukcja zapobiegająca wypadaniu naczynek
- łatwe w utrzymaniu czystości, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy
- odporne na działanie wysokich temperatur
- możliwość ustawiania statywów w stosy
- typy statywu: Typ A, Typ B
- dostępne w różnych rozmiarach: 16, 24, 32, 40 i 48 naczynek
- Istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu statywu

Typ	Ilość naczynek	Dostosowane do naczynek z zespoloną pokrywką	Średnica otworu [mm]	Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm]	Waga [g]	Materiał	Nr katalogowy
Statyw typ A	16	NIE	34	315 x 86 x 55	210	Stal nierdzewna	ZAM-STA 16 A
	24	NIE	34	315 x 125 x 55	290	Stal nierdzewna	ZAM-STA 24 A
	32	NIE	34	315 x 162 x 55	360	Stal nierdzewna	ZAM-STA 32 A
	40	NIE	34	315 x 200 x 55	440	Stal nierdzewna	ZAM-STA 40 A
	48	NIE	34	315 x 239 x 55	520	Stal nierdzewna	ZAM-STA 48 A
Statyw typ B	16	TAK	34	315 x 98 x 55	230	Stal nierdzewna	ZAM-STA 16 B
	24	TAK	34	315 x 143 x 55	330	Stal nierdzewna	ZAM-STA 24 B
	32	TAK	34	315 x 188 x 55	420	Stal nierdzewna	ZAM-STA 32 B
	40	TAK	34	315 x 233 x 55	510	Stal nierdzewna	ZAM-STA 40 B
	48	TAK	34	315 x 278 x 55	620	Stal nierdzewna	ZAM-STA 48 B

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do udzielenia pomocy i odpowiedzi na wszystkie pytania.